




# Аптечка

27.50.NN.3379



[store.garagetek.ru](https://store.garagetek.ru)

# Характеристики



**Материал:** алюминий, пластик

**Габаритные размеры:**

ШхВхГ: 302х280х118 мм

Вес нетто: 2,9 кг

Нагрузка: до 5 кг

# Назначение



## Хранение медикаментов

Для лекарств предназначены два независимых лотка, в которые можно разместить все необходимое для оказания первой помощи.

Для защиты от детей закрывается на ключ (два в комплекте). По желанию можно украсить самоклеющимся знаком с крестом (в комплекте).



# Применение в системе GT

Устанавливается на основу системы хранения GT:

**панели TekPanel** или **направляющие TekTrak**.



# Инструкция по сборке


## Комплект поставки

1		Аптечка	1 шт.
3		Гайка М4 DIN934	2 шт.


2		Адаптер М4	2 шт.
4		Винт М4х16 DIN7985	2 шт.

## Сборка / установка



1. Установить гайки в адаптеры.



2. Разместить адаптеры в пазах панелей TekPanel или направляющих TekTrak.









3. Установить аптечку на адаптеры при помощи винтов



Ø 6 mm




1,0 x 5,5





Ваш **идеальный** гараж  
начинается с **GarageTek**



### Полезная информация в социальных сетях:

 [GaragetekRu](#)

 [GaragetekExpert](#)

 [GarageTek Russia](#)

 [GarageTek Russia](#)

### Производитель:

GarageTek / ООО «ГаражТек»

[www.garagetek.ru](http://www.garagetek.ru)

[www.store.garagetek.ru](http://www.store.garagetek.ru)

### Москва

Адрес офиса и шоу-рума:

125212, Москва,

Головинское шоссе, 12

БЦ «LoffPoint», 1-й этаж

Телефон: +7 495 646-15-37

Email: [info@garagetek.ru](mailto:info@garagetek.ru)

### Санкт-Петербург

Адрес офиса и шоу-рума:

197229, Санкт-Петербург,

Лахтинский проспект, 85-В

ТВК «Гарден Сити», 2-й этаж

Телефон: +7 812 648-17-23

Email: [spb@garagetek.ru](mailto:spb@garagetek.ru)